





**DIAQUICK SCHNELLTESTS
URINTESTSTREIFEN**

www.dialab.at

DIAQUICK SCHNELLTTESTS






DROGENTESTS AUS URIN - CASSETTE

	Substanz	REF	∇	Cut-Off (ng/mL)	CE
AMP	Amphetamin	Z99004CE	30	1.000	◇
BAR	Barbiturate	Z99006CE	30	300	◇
BUP	Buprenorphin	Z04560CE	30	10	◇
BZO	Benzodiazepine	Z99001CE	30	300	◇
COC	Kokain	Z99003CE	30	300	◇
EDDP	EDDP (Methadon-Metabolit)	Z09644CE	30	300	◇
ETG	Ethylglucuronid	Z15102CE	30	500	◇
FYL	Fentanyl	Z09640CE	30	20	◇
KET	Ketamin	Z09641CE	30	1.000	◇
LSD	LSD	Z15106CE	30	20	◇
MDMA	Ecstasy	Z04570CE	30	500	◇
MET	Methamphetamin	Z99500CE	30	1.000	◇
MOP	Opiate, Morphin, Heroin	Z99005CE	30	300	◇
MTD	Methadon	Z99550CE	30	300	◇
OPI	Opiate, Morphin, Heroin	Z05011CE	30	2.000	◇
OXY	Oxycodon	Z06007CE	30	100	◇
PPX	Propoxyphen	Z06008CE	30	300	◇
Spice	K2, Synthetisches Marihuana	Z13630CE	30	50	◇
TCA	Trizyklische Antidepressiva	Z03040CE	30	1.000	◇
THC	Marihuana/Cannabis	Z99002CE	30	50	◇
TRA	Tramadol	Z10414CE	30	100	◇
ZOL	Zolpidem	Z15104CE	30	50	◇

DROGENTESTS AUS URIN - DIPSTICK

	Substanz	REF	∇	Cut-Off (ng/mL)	CE
AMP	Amphetamin	Z02504CE	50	1.000	◇
BAR	Barbiturate	Z02506CE	50	300	◇
BZO	Benzodiazepine	Z02501CE	50	300	◇
COC	Kokain	Z02510CE	50	300	◇
ETG	Ethylglucuronid	Z15101CE	50	500	◇
LSD	LSD	Z15105CE	50	20	◇
MDMA	Ecstasy	Z05610CE	50	500	◇
MET	Methamphetamin	Z02500CE	50	1.000	◇
MOP	Opiate, Morphin, Heroin	Z02505CE	50	300	◇
MTD	Methadon	Z02550CE	50	300	◇
PCP	Phencyclidin	Z02560CE	50	25	◇
TCA	Trizyklische Antidepressiva	Z05045CE	50	1.000	◇
THC	Marihuana/Cannabis	Z02502CE	50	50	◇
TRA	Tramadol	Z10514CE	50	100	◇
ZOL	Zolpidem	Z15103CE	50	50	◇
Drug Adulteration Strip	Cre, Nit, Glut, pH, SG, Oxi	Z04590	25		




DROGENTESTS AUS URIN - MULTI PANELS

	REF	Σ	Substanz												CE		
Multi-3	Z06576CE	30				BZO	COC				MOP						◇
Multi-3/1	Z09577CE	30				BUP					MOP	MTD					◇
Multi-4	Z02575CE	30	AMP				COC				MOP					THC	◇
Multi-5	Z05236CE	30				BZO	COC		MET	MOP						THC	◇
Multi-5/3	Z06502CE	30	AMP				COC		MET	MOP						THC	◇
Multi-5/4	Z11504CE	30	AMP				COC	MDMA		MOP						THC	◇
Multi-5/6	Z06506CE	30	AMP			BZO	COC			MOP						THC	◇
Multi-6	Z98907CE	30				BZO	COC		MET	MOP	MTD					THC	◇
Multi-6/1	Z03220CE	30	AMP			BZO	COC		MET	MOP						THC	◇
Multi-6/3	Z08930CE	30				BUP	BZO	COC				MTD	OPI			THC	◇
Multi-6/4	Z08940CE	30	AMP			BUP	BZO			MET	MOP					THC	◇
Multi-6/6	Z13960CE	30				BUP		COC		MET	MOP	MTD				THC	◇
Multi-6/7	Z09970CE	30				BUP	BZO	COC			MOP	MTD				THC	◇
Multi-6/10	Z11911CE	30	AMP				BZO	COC			MOP	MTD				THC	◇
Multi-7	Z12730CE	30	AMP			BUP	BZO	COC			MOP	MTD				THC	◇
Multi-10	Z06230CE	30	AMP	BAR			BZO	COC	MDMA	MET	MOP	MTD			TCA	THC	◇
	Z04231CE	10	AMP	BAR			BZO	COC	MDMA	MET	MOP	MTD			TCA	THC	◇
Multi-10/1	Z06235CE	30	AMP	BAR	BUP		BZO	COC	MDMA	MET	MOP	MTD				THC	◇
	Z06236CE	10	AMP	BAR	BUP		BZO	COC	MDMA	MET	MOP	MTD				THC	◇
Multi-10/2	Z06102CE	30	AMP	BAR			BZO	COC	MDMA		MOP	MTD	OPI		TCA	THC	◇
Multi-10/3	Z06103CE	30	AMP				BZO	COC	MDMA		MOP	MTD	OPI	PCP	TCA	THC	◇
Multi-10/4	Z06104CE	30	AMP	BAR	BUP		BZO	COC	MDMA	MET		MTD	OPI			THC	◇
Multi-10/5	Z06105CE	30	AMP	BAR	BUP		BZO	COC		MET	MOP	MTD			TCA	THC	◇
Multi-10/6	Z06106CE	30	AMP	BAR			BZO	COC		MET	MOP	MTD		PCP	TCA	THC	◇
Multi-10/7	Z06107CE	30	AMP	BAR			BZO	COC		MET		MTD	OPI	PCP	TCA	THC	◇
DOA Multi-6 Cup	Z06667CE	1	AMP				BZO	COC		MET	MOP					THC	◇
Multi-5 Line Cassette	Z07001CE	30						COC		MET	MOP	MTD				THC	◇

Multi Panels in anderen Kombinationen als die oben angeführten sind ab einer Bestellmenge von 5 Packungen à 30 Tests erhältlich.
Drogentests für 2-12 Substanzen sind verfügbar.

DROGENTESTS AUS SPEICHEL

	REF	Σ	Substanz												CE
Alcohol Saliva Strip	Z06677CE	25	0,02-0,3 % Alkohol im Blut												◇
DOA Saliva Multi-6	Z04580CE	25	AMP, COC, THC, MET, OPI, PCP												◇
DOA Saliva Multi-6/1	Z08581CE	25	AMP, COC, THC, MET, OPI, MTD												◇
THC Saliva Direct	Z16680CE	25	Marihuana / Cannabis												◇




INFEKTIONSKRANKHEITEN

	REF	▽	Vollblut	Serum/Plasma	Urin	Abstrich	Stuhl	CE
Chikungunya IgG/IgM Cassette	Z09470CE	25	◇	◇				◇
Chlamydia Cassette	Z98226CE	20			◇	◇		◇
Dengue IgG/IgM Ab Cassette	Z06240	30	◇	◇				◇
Dengue NS1 Ag Cassette	Z17240CE	30	◇	◇				◇
Dengue Combo Cassette	Z17241CE	20	◇	◇				◇
H.pylori Cassette	Z06229CE	30	◇	◇				◇
H.pylori Stool Cassette	Z08090CE	20					◇	◇
	Z08091CE	5					◇	◇
Influenza Ag Dipstick	Z09440CE	25				◇		◇
Malaria P.f. Cassette	W06200	30	◇					◇
Malaria P.f./Pan Cassette	Z11200CE	25	◇					◇
Malaria P.f./P.v. Cassette	Z13400CE	25	◇					◇
Mononucleosis Cassette	Z06620CE	30	◇	◇				◇
Adenovirus Cassette	Z09620CE	5					◇	◇
Rotavirus Cassette	Z09610CE	5					◇	◇
Rota/Adeno Combi Cassette	Z09601CE	30					◇	◇
	Z09600CE	5					◇	◇
S.typhi IgG/IgM Ab Cassette	Z11450	25	◇	◇				◇
S.typhi Ag Cassette	Z11452	25	◇	◇			◇	◇
S.typhi/paratyphi Ag Cassette	Z11451	25	◇	◇			◇	◇
Strep.A Cassette	Z98223CE	20				◇		◇
Strep.A Dipstick	Z98230CE	20				◇		◇
Syphilis Cassette	Z06903CE	30	◇	◇				◇
Syphilis Dipstick	Z12903CE	25	◇	◇				◇

TUMORMARKER

	REF	▽	Vollblut	Serum/Plasma	Stuhl	CE
AFP Cassette	Z06020CE	30	◇	◇		◇
CEA Cassette	Z06030	30	◇	◇		◇
FOB Cassette	Z01101CE	25			◇	◇
	Z01102CE	5			◇	◇
FOB-TRF Combi Cassette	J13101CE	20			◇	◇
PSA Cassette	Z08010	30	◇			◇



AIDS, HEPATITIS


	REF	∇	Vollblut	Serum/Plasma	CE
HAV IgM Cassette	Z13550	25	◇		
HBsAb Cassette	Z98239	30		◇	
HBsAb Dipstick	Z03232	50		◇	
HBsAg Cassette	Z00350	30		◇	
	Z06351	30	◇	◇	
HBsAg Dipstick (3 mm) (5 mm)	Z04225	50		◇	
	Z98224	50		◇	
HCV Cassette	W06100	30		◇	
	W06101	30	◇	◇	
HIV Cassette	W06110	30		◇	
	W06111	30	◇	◇	
HIV Triline Cassette	W06112	30	◇	◇	

ToRCH

	REF	∇	Serum/Plasma	CE
Toxoplasma IgG/IgM Cassette	J15010	25	◇	
Toxoplasma IgM Cassette	J15011	25	◇	◇
Rubella IgM Cassette	J15020	25	◇	◇
CMV IgM Cassette	J15030	25	◇	◇
HSV 1/2 IgM Cassette	J15040CE	25	◇	◇

HERZMARKER

	REF	∇	Vollblut	Serum/Plasma	CE
Cardiac Combo Cassette	Z08234CE	20	◇	◇	◇
	Z08233CE	5	◇	◇	◇
Troponin I Cassette	Z08120CE	30	◇	◇	◇
	Z08125CE	5	◇	◇	◇



SCHWANGERSCHAFT / FRUCHTBARKEIT


	REF	▽	Serum/Plasma	Urin	CE
hCG Cassette	Z98404CE	30		◇	◇
hCG Dipstick (3 mm)	J01402-1CE	50		◇	◇
(5 mm)	J01402-2CE	50		◇	◇
hCG Midstream	Z09800CE	30		◇	◇
hCG Combo Cassette	Z01405CE	30	◇	◇	◇
hCG Combo Dipstick (3 mm)	Z03403-1CE	50	◇	◇	◇
(5 mm)	Z03403-2CE	50	◇	◇	◇
LH Cassette	Z98502CE	30		◇	◇
LH Dipstick	Z06507CE	50		◇	◇

SCHWANGERSCHAFT / FRUCHTBARKEIT ZUR EIGENANWENDUNG

	REF	▽	Urin	CE
Pregnancy Test – Dipstick	Z02305DL	1	◇	◇
	Z15305CE	2	◇	◇
Fertility Test – Cassette	Z05515	5	◇	◇
Fertility Test – Dipstick	Z05511	5	◇	◇
DiaFem Pregnancy Test	Z09900CE	1	◇	◇
DiaFem Fertility Test	Z15900CE	5	◇	◇

ANDERE

	REF	▽	Vollblut	Serum/Plasma	Urin	CE
CRP Cassette	Z06021	20	◇	◇		◇
Microalbumin Dipstick	Z08070CE	50			◇	◇





TESTMETHODEN

CASSETTEN







MULTI-PANELS









DIPSTICKS



STUHLPROBEN




ABSTRICHPROBEN



TESTERGEBNISSE - SANDWICH METHODE


POSITIV



NEGATIV



UNGÜLTIG




TESTERGEBNISSE - KOMPETITIVE METHODE


POSITIV






NEGATIV




UNGÜLTIG



URINTESTSTREIFEN






URINTESTSTREIFEN

	REF	▽	Urobilinogen	Glukose	Bilirubin	Ketone	Spezif. Gewicht	Blut	pH	Protein	Nitrit	Leukozyten	Askorbinsäure	Mikroalbumin	Kreatinin	CE
Urine Strip 1	G04001	100		◇												◇
Urine Strip 2	G04002	100		◇		◇										◇
Urine Strip 2MC	G11002MC	50												◇	◇	◇
Urine Strip 3A	G04003A	100		◇					◇	◇						◇
Urine Strip 4	G04004	100		◇		◇			◇	◇						◇
Urine Strip 4SG	G04004SG	100		◇			◇		◇	◇						◇
Urine Strip 9	G04009	100	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇					◇
Urine Strip 10C	G04010C	100	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇				◇
Urine Strip 10ME*	Z10010ME/BOX	100	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇				◇
Urine Strip 11	G04011	100	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇			◇
Urine Comby Control	798001	2x 12 mL	Set mit Positiv- und Negativkontrolle, das der Qualitätskontrolle der Streifen & Geräte dient.													◇

*Mesh-Technologie: Modernstes Nylon-Netz, das das Überlaufen und die Interaktion zwischen den einzelnen Reaktionsfeldern verhindert





STRIP READER 40

CE

Durchsatz:	60 Tests/h
Geschlossenes System mit Barcode	
Speicherkapazität:	2000 Patientenergebnisse
Eingebauter Thermodrucker	
LIS - Möglichkeit	
Anwendbare Streifen:	Urine Strip 9, 10C & 11
Strombedarf:	100 / 240 VAC, 50-60 Hz
Nettogewicht:	2,6 kg
Bruttogewicht:	4,5 kg
Dimensionen:	272 x 269 x 146 mm
REF G11050	




STRIP READER 500

CE

Durchsatz:	500 Tests/h
Großer Touchscreen	
Geschlossenes System mit Barcode	
Speicherkapazität:	2000 Patientenergebnisse
Eingebauter Thermodrucker	
LIS - Möglichkeit	
Der Strip Analyser 500 liest alle Streifen außer Urine Strip 1 & 10ME	
Strombedarf:	100 / 240 VAC, 50-60 Hz
Nettogewicht:	4,0 kg
Bruttogewicht:	7,0 kg
Dimensionen:	335 x 274 x 195 mm
REF G11040	



DIALAB®



Österreich (Hauptsitz)
DIALAB® GmbH
IZ NOE-Sued
Hondastrasse, Objekt M55
A-2351 Wiener Neudorf
Tel.: +43-2236-66 09 10-0
Fax: +43-2236-66 09 10-30
E-Mail: office@dialab.at
www.dialab.at

Tschechische Republik
DIALAB® spol. s r.o.
Náměstí Osvoboditelů 1
CZ-153 00 Praha 5 - Radotín
Tel./Fax: +420-2-579 10 255
E-Mail: office@dialab.cz
www.dialab.cz

Ungarn
DIALAB® Kft.
Pasaréti út 31
H-1026 Budapest
Tel.: +36-1-212 25 05
Fax: +36-1-335 73 70
E-Mail: info@dialab.hu
www.dialab.hu

Serbien
DIALAB® d.o.o.
Carigradska 1
RS-11 008 Beograd 12
Tel.: +381-11-32 38 745
Tel./Fax: +381-11-32 42 777
E-Mail: dialab@sbb.rs

Slowakische Republik
ALPHA DIALAB® s.r.o.
Sekurisova 16
SK-84102 Bratislava
Tel.: +421-917 98 3711
E-Mail: alpha@dialab.sk

China
DIALAB® ZGJ.
Building A, Room 211
No. 36, Huada Road, Zhangjiagang, Suzhou
Jiangsu Provence, China
Tel.: +86-0512-58 71 103
E-Mail: office@dialab.at
www.dialab.at

DIALAB® Produktion und Vertrieb von chemisch-technischen Produkten und Laborinstrumenten Gesellschaft m.b.H.
DIALAB® behält sich das Recht vor, Spezifikationen als Teil einer kontinuierlichen Produktverbesserung ohne vorherige Vorankündigung zu ändern.